

07.02 K-davka export

Obecné informace

Vytvoení k-davky se provádí pro práv vybrané pacienty pro nž zároveň platí:

1. jsou vyplněna všechna nezbytná pole správn,
2. formulář je uzavřen,
3. generování k-davky nebylo provedeno (příznak "útování bylo provedeno" není zatrženo),
4. indikace je jiná než výzkum.

Dležitě pro export:

- každý export generuje soubory s jiným poadovým íslem
- pacienti pro jednu pojišovnu a msíc vytvoení žádosti o vyšetení jsou v jednom souboru
- pacienti indikováni jako samoplátcí mají v názvu souboru jejich IO pro budoucí fakturaci
- po ukonení exportu je zobrazeno kontrolní hlášení o exportu, které je možné si uložit
- před prvním exportem je nutné provést nastavení exportu pro vaši laborato
 - Globální nastavní exportu provádí administrátor aplikace na základ informací od klienta. Toto nastavení je nutné konzultovat s administrátorem
- pouze jeden uživatel v jednom ase může exportovat data pro ISIN a k-davka
- u záznam, které jsou práv exportovány, není možné změnit stav (tj. otevít dokument), dokud export neskončí

k-davka je do 2020-12-31 je generována tak, že ke každému pacientovi jsou přazeny dva výkony:

- 82040 a 82041

k-davka je od 2021-01-01 generována takto:

1. je-li výsledek testu pozitivní, pak je diagnóza v k-davce nastavena na „U07.1" Onemocnění COVID-19 a íslo výkonu je 82301
2. je-li výsledek negativní nebo špatný odbr, pak je diagnóza v k-davce nastavena na „U69.75" Podezení na COVID-19 a íslo výkonu je 82302

Postup při generování k-davky

1. vyberte pacienty, pro které chcete k-davku vygenerovat
2. zvolte: Kdávka export



3. po ukonení exportu se vám zobrazí následující Kontrolní hlášení o exportu:



4. zkopírujte si všechny informace z okna do textového editoru pro budoucí analýzu a opravu chyb

5. stisknete tlačítko Save export file
6. podle nastavení vašeho prohlížeče se vám zobrazí dialogové okno pro uložení exportovaného souboru a nebo se soubor přímo uloží na váš disk
7. výsledný zip archiv obsahuje soubory s vygenerovanými k-davkami. Tento pedejte vašemu účetnímu oddělení k dalšímu zpracování.

Kontrolní hlášení o exportu

první ádek obsahuje název studie a název exportovaného souboru

chyby - obecné chyby které vznikly pi exportu

Exported ids	celkový počet exportovaných pacient
Exported records	celkový počet exportovaných výkon
(n)	v závorce je vždy celkový počet id v následujícím seznamu
Ids	vzorky ve formátu "Interní ID laboratoe"
Patient Ids	vzorky ve formátu id pacienta
exported	vzorky, které byly úspěšně vyexportovány do souboru
unexported	vzorky, které obsahují chybu. Seznam chyb je na konci reportu
skipped	vzorky, které byly pi exportu vynechány a to z důvodu že již byly vyexportovány nebo formulář není uzavřen.
error list	následuje seznam všech unexported vzork.
5759: datum narození, rodé číslo, *** details:	<p>číslo je Patient id</p> <p>po něm následuje výčet položek, které obsahují chybu</p> <p>*** ukončují seznam chyb</p> <p>details: podrobný popis chyby - vhodné pro další případnou analýzu administrátory aplikace.</p>

Indikace účtování bylo provedeno

- v případě, že generování k-davky proběhlo úspěšně, je tento checkbox zatržen. Zároveň je vyplněno datum, kdy k exportu došlo.
- je možné checkbox znovu vypnout pro potřeby opětovného exportu do souboru (nutno otevřít dokument, provést změny, odtrhnout checkbox a dokument opět uzavřít)
- **důležité:** tento checkbox neindikuje informaci, zdali byl záznam zaplacen pojišťovnou, pouze informaci, že k-davka pro tento záznam byla vygenerována.

Účtování ▼

☒ **účtování bylo provedeno**
Dne 02/03/2021
Poznámka

☒ **Kontrola dat provedena**
☒ **Data jsou v pořádku**
Datum kontroly 02/03/2021

☐ **Není součástí účtování**

Pole nezbytná pro generování k-davky

Pro pojišťovny:

1. Rodné číslo - musí vyhovovat kontrole na rodné číslo
2. Zdravotní pojišťovna - použijí se první 3 znaky v etzci. Tyto znaky musí být číslo.

• Lékař a žadanka:

1. IP - je kontrolována proti aktuálnímu seznamu platných IP
2. Datum odběru

3. Indikace
 - a. Léka
 - b. Hygienická služba
4. Kód diagnózy - v roce 2021 není použit
5. Požadavek na vyšetření musí být:
 - a. Prkaz viru SARS-CoV-2 pomocí rRT-PCR a Upesnní metody rRT-PCR: PCR - obecný test (nebo nevyplnno) - viz obrázek níže

Požadavek na vyšetření	<input checked="" type="radio"/> Prkaz viru SARS-CoV-2 pomocí rRT-PCR <input type="radio"/> Sekvence viru SARS-CoV-2 <input type="radio"/> Serologické vyšetření <input type="radio"/> Kultivace <input type="radio"/> Prkaz antigenu <input type="radio"/> Jiný
Upřesnění metody rRT-PCR	<div>PCR - obecný test</div> <div>PCR - obecný test</div> <div>PCR - genotypizační test</div>
Agens	

b. v případě jiných nastavení není k-dávka vygenerována korektně

• Výsledek:

1. Datum zpracování a vyhodnocení v laboratoři
2. Výsledek testu
 - a. Infekce prokázána
 - b. Infekce neprokázána
 - c. Špatný odebr
 - d. Výsledek nejasný, Jiné nebo nevyplnno - záznam není exportován

• Útování:

1. útování bylo provedeno - je-li checkbox zatržen, export se neprovede
2. Není součástí útování - je-li checkbox zatržen, export se neprovede

Nastavení exportu k-dávka - laboratoř

healthcareProviderInfo

- ico - laboratoř nebo nemocnice, která reportuje k-dávky zdravotním pojišťovnám
- vzpLocationCode - kód urující poboku pojišťovny
- versionDVDR1 - pednastaveno, dle požadavku zákazníka

laboratoryInfo

- laboratoryCode - jednoznačná identifikace v rámci aplikace CovIT. Je použita pro zálohování k-dávky na disk serveru
- icp - IP laboratoře
- expertiseCode - odbornost pro laboratoř
- variableSymbol - variabilní symbol laboratoře, který je vložen do k-dávky
- transactions - používáno v roce 2020

exportSettings

- lastUsedBatchSerialNumber - sériové číslo posledního exportu, je nutné, aby bylo jediné v rámci jednoho roku. je použito v rozmezí 0-9999
- lastExportTimeStamp - nepoužíváno
- checkEveryForm - true = každý záznam projde kontrolou na validitu dat i když k-dávka z důvodu nastavení nebude generována
- sourceOfDateOfRequestCreation - políčko na formuláři, které obsahuje datum vytvoření žádanky o vyšetření
- sourceOfRequesterVariableSymbol - políčko na formuláři s variabilním symbolem žadatele o vyšetření
- saveFormSettings - kontroly, které se provádějí při každém uložení záznamu
- closeFormSettings - kontroly, které se provádějí při uzavření záznamu
- generateKdávkaSettings
 - skipCheck - true = k-dávka se vygeneruje i s neúplnými údaji (ty jsou vyplněny mezerami)
 - performAlwaysFullCheck - true = kontrola údaj se provádí pokaždé před generováním k-dávky. false = kontrola je na základě hodnoty v



Data jsou v pořádku

checkboxu

- exportUnclosedForms - true = exportují se rovněž záznamy, které nejsou uzavřeny



**účtování bylo
provedeno**

- exportAlreadyExportedForms - true = exportují se rovněž záznamy, které již byly vyexportovány, tj.
- doNotSetExportedFlagAfterExport - true = checkbox účtování bylo provedeno není po úspěšném exportu zatržen
- skipSendingKdavkaToNIS - true = k-davka je automaticky odeslána do nemocničního systému FNOL. Pozor, zatím toto není připraveno pro další nemocnice.
- maxExportedRecords - možnost omezení počtu vyexportovaných záznamů.

dataSettings

- musí být vyplněno, ale není pro k-davku použito